

مدل	نسبت دنده	نوع هندپیس	فرزگیر	حداکثر سرعت	جنس بدنه	سایز هد	قطر فرز	سیستم ضد حرارت	نوع کاتریج	سیستم تمیزکننده هد	میکروفی لتر	سیستم اسپری آب	روکش بدنه
Ti-Max Z95L	افزاینده ۱:۵	نوری	پوش باتن	۲۰۰,۰۰۰	تیتانیوم			دارد	سرامیکی	دارد	دارد	عملکرد اسپری دوگانه	DURAG RIP
Ti-Max Z85L	افزاینده ۱:۵	نوری	پوش باتن	۲۰۰,۰۰۰	تیتانیوم	Ø۸.۹ x H ۱۱.۸ mm	Ø۱.۶	دارد	سرامیکی	دارد	دارد	اسپری تک کانال	DURAG RIP
Ti-Max Z84L	افزاینده ۱:۴.۵	نوری	پوش باتن	۱۸۰,۰۰۰	تیتانیوم	Ø۸.۹ x H ۱۲.۶ mm	Ø۱.۶	دارد	سرامیکی	دارد	دارد	اسپری چهار کاناله	DURAG RIP
Ti-Max Z25L	۱:۱	نوری	پوش باتن	۴۰,۰۰۰	تیتانیوم	Ø۸.۹ x H ۱۳.۷ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد	دارد	اسپری تک کانال	DURAG RIP
Ti-Max Z24L	۱:۱	نوری	پوش باتن	۴۰,۰۰۰	تیتانیوم	Ø۸.۹ x H ۱۲.۳ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد	دارد	اسپری تک کانال	DURAG RIP
Ti-Max Z15L	کاهنده ۴:۱	نوری	پوش باتن	۱۰,۰۰۰	تیتانیوم	Ø۸.۹ x H ۱۳.۴ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد	دارد	اسپری تک کانال	DURAG RIP
Ti-Max Z10L	کاهنده ۱۶:۱	نوری	پوش باتن	۲,۵۰۰	تیتانیوم	Ø۸.۹ x H ۱۳.۴ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد	دارد	اسپری تک کانال	DURAG RIP
Ti-Max Z45L	افزاینده ۱:۴.۲	نوری	پوش باتن	۱۶۸,۰۰۰	تیتانیوم	Ø۹.۶ x H ۱۴.۵ mm	Ø۱.۶	دارد	سرامیکی	دارد	دارد	عملکرد اسپری دوگانه	DURAG RIP
S-Max M95L	افزاینده ۱:۵	نوری	پوش باتن	۲۰۰,۰۰۰	استیل ضد زنگ	Ø۹.۹ x H ۱۴.۵ mm	Ø۱.۶	دارد	سرامیکی	دارد		اسپری چهار کاناله	
S-Max M95	افزاینده ۱:۵	غیر نوری	پوش باتن	۲۰۰,۰۰۰	استیل ضد زنگ	Ø۹.۹ x H ۱۴.۵ mm	Ø۱.۶	دارد	سرامیکی	دارد		اسپری چهار کاناله	
S-Max M25L	۱:۱	نوری	پوش باتن	۴۰,۰۰۰	استیل ضد زنگ	Ø۹.۶ x H ۱۳.۴ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد		اسپری تک کانال	
S-Max M25	۱:۱	غیر نوری	پوش باتن	۴۰,۰۰۰	استیل ضد زنگ	Ø۹.۶ x H ۱۳.۴ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد		اسپری تک کانال	
S-Max M15L	کاهنده ۴:۱	نوری	پوش باتن	۱۰,۰۰۰	استیل ضد زنگ	Ø۹.۶ x H ۱۳.۴ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد		اسپری تک کانال	
S-Max M15	کاهنده ۴:۱	غیر نوری	پوش باتن	۱۰,۰۰۰	استیل ضد زنگ	Ø۹.۶ x H ۱۳.۴ mm	Ø۲.۳۵	دارد		دارد		اسپری تک کانال	
FX25	۱:۱	غیر نوری	پوش باتن	۴۰,۰۰۰			Ø۲.۳۵	دارد	بلبرینگی				

			Ø۲.۳۵	۳۰,۰۰۰	پوش باتن	غیر نوری	۱:۱	FX23
			Ø۲.۳۵	۳۰,۰۰۰	ناخنکی	غیر نوری	۱:۱	FX22
	دارد	بلبرینگی	Ø۲.۳۵	۱۰,۰۰۰	پوش باتن	غیر نوری	۴:۱	FX15
ندارد				۵,۰۰۰	آچاری	غیر نوری	کاهنده ۴:۱	FX57
				۱,۲۵۰	پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۱۶:۱	FX75
	دارد	بلبرینگی	Ø۲.۳۵	۴۰,۰۰۰	پوش باتن	غیر نوری	۱:۱	EX FPB-EC
		بلبرینگی	Ø۲.۳۵	۴۰,۰۰۰	ناخنکی	غیر نوری	۱:۱	EX BB-EC
با نازل آب		بلبرینگی	Ø۲.۳۵	۴۰,۰۰۰	ناخنکی	غیر نوری	۱:۱	EX NBBW-EC
			Ø۲.۳۵	۳۰,۰۰۰	ناخنکی	غیر نوری	۱:۱	EX NAC-EC
			Ø۲.۳۵	۳۰,۰۰۰	ناخنکی	غیر نوری	۱:۱	EX NM-EC
	دارد		Ø۱.۶	۴۰,۰۰۰	پوش باتن	غیر نوری	۱:۱	EX FFB-EC
				۳۰۰	پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۶۴:۱	EX MP-ER64
				۳۰۰	پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۶۴:۱	EX MPA-ER64
				۳۰۰	پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۶۴:۱	EX MPAS-ER64
	دارد		Ø۲.۳۵	۳,۰۰۰	پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۱۰:۱	EX NRS2-EC
			Ø۲.۳۵		پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۱۲۸:۱	EX-ENDO 128
	دارد			۳۰۰	پوش باتن	غیر نوری	کاهنده ۱۰:۱	EX NRS2-ER10

